

Blukit



CÓDIGO	EMBALAGEM
56770	UN

COFER
ATACADISTA




**Lique ou consulte
seu representante
(37) 3244-0400**

Imagens meramente ilustrativas nos reservamos
ao direito de corrigir informações gráficas.

Anel vedação para vaso sanitário com guia

CÓDIGO	EMBALAGEM
56770	UN



Anel de vedação desenvolvido para instalação em vasos sanitários, proporcionando uma vedação eficiente entre o vaso e a tubulação de esgoto. Possui guia para facilitar o correto posicionamento durante a instalação, ajudando a evitar vazamentos, odores e infiltrações. Indicado para instalações e substituições em sistemas sanitários.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO:



1 Certifique-se de que o tubo do esgoto esteja nivelado com o piso.

Asegúrese de que el tubo del desagüe esté nivelado con el piso.



2 Marque os pontos de furação para os Parafusos, retire o vaso e faça os furos no piso, inserindo as Buchas.

Marque los puntos de perforación para los Tornillos, retire el inodoro y haga los orificios en el piso, insertando los Tarugos.



3 Acople o Anel de Vedação na saída do vaso sanitário, retirando a proteção que o envolve.

Acople el Anillo de Sellado en la salida del inodoro, retirando la protección que lo cubre.



4 Posicione o vaso sobre o tubo do esgoto, utilizando a Guia do Anel para centralizar.

Coloque el inodoro sobre el tubo del desagüe, utilizando la Guía del Anillo para centrarlo.



5 Pressione o vaso para assentar o Anel e vedar, depois fixe com os Parafusos nas Buchas

Presione el vaso para assentar el Anillo y asegurar la estanqueidad, luego fíjelo con los Tornillos en los Tacos.

